



2020 SKOKOLLEKTION

GENUINE
Dr.Comfort[®]
EST.  USA [™]

Indholdsfortegnelse

Dr. Comfort størrelseskonvertering.....	3	Ortho Sandals Collection.....	35
Women's Athletic Collection.....	4–7	Slippers Collection	36
Women's Casual Comfort Collection	8–13	Shape-To-Fit Socks	37
Women's Specialty Collection	14–17	Dr. Comforts tips om størrelser	38–39
Men's Athletic Collection.....	18–23	Tabeller over læstmål.....	40–53
Men's Casual Comfort Collection.....	24–27	Tabeller over fremstillingsmateriale	54–55
Men's Dress Collection.....	28–29	Læstoversigt og sålemateriale	56–57
Men's Specialty Collection	30–33	Brannock fodmåler	58–59
		Råd om skopleje.....	60
		Bestillingsformular	63

Introduktion til Dr Comfort sko

Overbevisende **komfort**

Dr. Comfort fremstiller sko der hjælper mennesker med at forblive aktive. Gode sko kan forebygge alvorlige komplikationer for visse risikogrupper. Selv om skoene er udviklet til risikogrupper, har de den kvalitet, komfort og stil, som alle gerne vil have i et par rigtigt gode sko.

Ingen kender komfort bedre end Dr Comfort.

- Samtlige sko (foruden sandaler) findes i tre forskellige bredder (Medium/Wide/XWide)
- Et specialsortiment findes med ekstra dybde Double Depth (DD)
- For at garantere den rigtige størrelse, er der stillet en Brannock Device US (måleplade) samt komplet læsttabel i millimeter til rådighed
- Bestilling af enkelte par
- Let og moderigtig sko
- Designede for maksimal komfort
- Fod + indersål + sko = den perfekte kombination

DR. COMFORT STØRRELSKONVERTERING

HERRE		DAME	
DRC US	DRC Europa	DRC US	DRC Europa
6	39	4	34
6,5	39,5	4,5	34,5
7	40	5	35
7,5	40,5	5,5	35,5
8	41	6	36
8,5	41,5	6,5	36,5
9	42	7	37
9,5	42,5	7,5	37,5
10	43	8	38
10,5	44	8,5	38,5
11	44,5	9	39
11,5	45	9,5	39,5
12	46	10	40
13	47,5	10,5	40,5
14	48	11	41
15	50	12	42

Find den rigtige størrelse

Konverteringstabel for alle størrelser

HERRE		DAME	
M	B / C / D	N	AA / A
W	E / EE	M	A / B
XW	EEE / EEEE	W	C / D
		XW	E / EE

Ekstra dyb (Double Depth)

HERRE		DAME	
M	E / EE	M	C / D
W	3E / 4E	w	E / EE
XW	5E / 6E	XW	3E / 4E

WOMEN'S ATHLETIC COLLECTION



Women's **Athletic Collection**

Udtryk din stil med farver som du finder blandt vores nyeste modeller i damekollektionen Women's Athletic Collection. **Disse sko er praktisk taget sømløse og har en meget let konstruktion.**



Purple
37855

Turquoise
37850



Let sål med slidoverflader i gummi ved tå og hæl.

Meghan

En let sko med overdel i mesh.



Turquoise
37750

Find den rigtige størrelse/læst

Meghan & Katy

BREDDE STØRRELSE

M, W, XW 5,5 - 10, 11*

* Findes ikke i str. 10,5
Læst Women's ERO se side 42

Green/
Turquoise
37725



Purple
37755

Pink
37770

Katy

Overdel i mesh over PU-lag med tryk, sømløst design og en unik elastisk snøring der ikke behøver at bindes.



Stabil plastskinne.



Victory

Overdel i læder og mesh med velcrolukning.

Find den rigtige størrelse/læst

Victory, Refresh & Spirit

BREDE	STØRRELSE
M, W	4-11, 12*
XW	4-11

* Findes ikke i str. 11,5

Læst Women's ERO se side 42

Spirit

Helt i læder med velcrolukning.



White
3240

Black
3210

Refresh

Overdel i læder og mesh med unik elastisk snøring der ikke behøver at bindes.

NY FARVE



Lime Green
3925

Berry
3976

Blue
3950

Black
3910



NY MODEL

Black
10310

White
10340

Seafoam Green
10325

Grace

Grace byder på komfort, støtte og en flot stil. Det aftagelige indlæg muliggør individuel pasform, og den indbyggede, forstærkede hælkappe giver støtte til hele den bagerste del af foden. • Forbedret hulfodsstøtte • Reducerede sømme • Forstærket mellemsål.

Find den rigtige
størrelse/læst
Grace & Diane

BREDE **STØRRELSE**

M, W	4 – 11, 12*
XW	4 – 11

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO se side 42

NY MODEL

Diane

Diane byder på komfort og beskytter foden, samtidig med at den har et flot og moderne design. Fremstillet med foring i mikro-ruskind. Denne sporty og letanvendelige sko er slidstærk, lader foden ånde og giver dine fødder komfort og bekvemmelighed uanset om du går eller står stille hele dagen. • Den bredere sål giver plads til eventuelle individuelt tilpassede indlæg • Forstærket mellemsål på den mediale side • Forstærket tå-fjeder • Sportdesign • Overdel i åndbart netmateriale.



Black
10610

Grey
10680

Red
10670

WOMEN'S CASUAL
COMFORT COLLECTION



Women's Casual Comfort Collection

Casual Comfort-modellerne med overdel i læder af top-grain-kvalitet er lette og udformede, så fødderne har det behageligt hele dagen. Vælg mellem traditionel snøring og enkel eller dobbelt velcrolukning. Alle modeller findes i flere forskellige farver.

NY MODEL

Nude
10530

Black
10510

Grey
10580



Ruth

Ruth er en fritidssko der passer godt til træning eller en gåtur til og fra jobbet med komfort og stil på samme tid. Den er fremstillet i høj kvalitet, helt i læder, hvilket gør den både slidstærk og lader foden ånde. Den har desuden reducerede sømme for at mindske eventuel hudirritation ved brug.

- Forstærket mellemsål • Forstærket hælkappe
- Overdel i læder • Reducerede sømme • Forbedret hulfødsstøtte.

Find den rigtige
størrelse/læst
Ruth

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	4 – 11, 12*

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO se siden 42

Patty

Let spadesresko.



White
1040

Black
1010

Find den rigtige størrelse/læst

Patty & Riley

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	5,5 - 10, 11*

* Findes ikke i str. 10,5

Læst Women's EVA se side 40



Black
0210



White
0240



Midnight
0250

Riley

Overdel i åndbart materiale.



Light Gold
0830

Coffee
0820

Black
0810

Find den rigtige
størrelse/læst
Breeze

BREDE	STØRRELSE
M, W	4 – 11, 12*
XW	4 – 11

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO se side 42

Breeze

Åben sandal.

Find den rigtige
størrelse/læst

Mallory

BREDE	STØRRELSE
M, W	4 – 11, 12*
XW	4 – 11

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO se siden 42



Black
10210

Brown
10220

Mallory

Mallory er en moderne, men samtidig klassisk, tidløs loafer der har en justerbar knapning der giver perfekt pasform. • Overdel i læder • Foring i mikro-ruskind • Foret fra hæl til tå • Fast sål under mellemfoden giver stabilitet til hulfoden.

NY MODEL

Merry Jane

Traditionel sko med velcrolukning.



Black
4410

Beige
4430

Black Lycra®
4415

Find den rigtige størrelse/læst

Merry Jane

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	5,5 – 10, 11*

* Findes ikke i str. 10,5

Læst Women's EVA se side 40

Find den rigtige størrelse/læst

Flute, Lu Lu & Paradise

BREDDE	STØRRELSE
M, W	4 – 11, 12**
XW	4 – 11

* Findes ikke i str. 11,5

Læst Women's ERO se side 42



Black Lycra®
2315

Flute



Chestnut
4620

Black
4610

Lu Lu

Let sko med velcrolukning.




Pewter
2105

Saddle Tan
2120

Black
2110

Paradise

WOMEN'S SPECIALTY COLLECTION



Women's Specialty Collection

DOBBELT DYBDE | I vores damekollektion Women's Double Depth Collection findes populære modeller med ekstra dybde – for at give den perfekte pasform for fodproblemer der kræver mere plads.

Find den rigtige størrelse/læst

Annie X, Maggy X & Marla

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	5,5–10, 11*

* Findes ikke i str. 10,5
Læst Women's EVA X se side 44

Annie X

Strækbar Lycra® med læderdetaljer.

Black
4910



White
2440

Black
2410



Black
0910



Blue
2950

Spirit X

Overdel i læder med dobbelt velcrolukning.

Marla

Vaskbar Lycra®-sko med velcrolukning.

Refresh X

Overdel i læder og mesh med unik elastisk snøring der ikke behøver at bindes.

Find den rigtige størrelse/læst

Lucie X, Spirit X & Refresh X

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	4–11, 12*
	4–11

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO X se side 46



Black
2610



Unikt åbent design for at lette på- og aftagning



Lucie X

Med velcrobånd på mere end to cm på hver side tilbyder Lucie X det maksimale inden for justeringsmuligheder, så du får ekstra meget plads. Overdel i læder og mesh. Findes kun med dobbelt dybde.

Women's Specialty Collection

LYCRA® & STØVLER | Modeller der dækker alle behov. For ekstra komfort og plads findes Lycra®-modellerne. Vandrestøvlene giver den bedst mulige komfort ved udendørsventyr.



Chestnut
2520



Black
2510

Vigor

Let vandrestøvle med unik elastisk snøring der ikke behøver blive bundet samt velcrolukning.

Find den rigtige størrelse/læst

Vigor & Cara

BREDDE	STØRRELSE
M, W	4-11, 12*
XW	4-11

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO se side 42

Cara

Cara i klassisk boot-model med overdel i holdbart mocka-læder og ekstra dybde (A5500).



Brown
38020

Black
38010



Find den rigtige størrelse/læst

Betty

BREDDE	STØRRELSE
--------	-----------

M, W	4-11, 12*
XW	4-11

* Findes ikke i str. 11,5
Læst Women's ERO se side 22

Betty

Lædersko med stretch-bånd i Lycra®.



Chestnut
3820

Black
3810

Find den rigtige størrelse/læst

Annie

BREDDE	STØRRELSE
--------	-----------

M, W, XW	5,5-10, 11*
----------	-------------

* Findes ikke i str. 10,5
Læst Women's EVA se side 40

Annie

Strækbar Lycra® med læderdetaljer.



Black
4510

Acorn
4520

Blue
4550

MEN'S ATHLETIC COLLECTION



Men's Athletic Collection

Udtryk din stil med farver fra Dr Comforts seneste modeller i herrekollektionen Men's Athletic Collection. Disse sko er praktisk taget sømløse og har en meget let konstruktion.



Grey
77880

Black
77810



Let sål med slidoverflader i gummi ved tå og hæel.

Chris

Let sko med overdel i mesh og traditionel snøring.



Black
77710

Find den rigtige størrelse/læst

Chris & Jason

BREDDER	STØRRELSE
M, W, XW	7,5 - 12, 13, 14*

* Findes ikke i str. 12,5 og 13,5
Læst Men's EVA se side 48



Blue
77750

Red
77770

Jason

Overdel i mesh over PU-lag med tryk, sømløst design og en unik elastisk snøring der ikke behøver at bindes.

Find den rigtige størrelse/læst

Gordon & Jack

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	6-12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA se side 48

NY MODEL

Gordon

Gordon byder på komfort, støtte og en flot stil. Det aftagelige indlæg muliggør individuel pasform, og den indbyggede, forstærkede hælkappe giver støtte til hele den bagerste del af foden. • Forbedret svangstøtte • Reducerede sømme • Forstærket mellemsål.

Blue
10150

White
10140

Black
10110

White
51080

Black
51010

Blue
51050

Jack

Jack byder på komfort og beskytter foden, samtidig med at den har et flot og moderne design.

Fremstillet med for i micro-mocka. Denne sporty og lette sko er slidstærk, lader foden ånde og giver dine fødder komfort og bekvemmelighed hele dagen.

- Den bredere sål giver plads til eventuelle tilpassede indlæg
- Forstærket mellemsål på den mediale side
- Forstærket tå-fjeder
- Sporty design
- Overdel i åndbart netmateriale.

NY MODEL

Find den rigtige størrelse/læst

Performance

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	6-12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA se side 48

Stabil plastskinne.



Performance

En slidstærk walking sko med overdel i læder og mesh og med unik elastisk snøring der ikke behøver at bindes.



Black / Grey
7610

NY FARVE

Black
7611

Metallic Blue
7650

Metallic Red
7670



Winner

(Tidligere Champion)
Overdel i læder med
velcrolukning.

White
6740

Black 5710
Strl. 7,5 – 15

Black 6710
Strl. 5,5 – 7

Find den rigtige størrelse/læst

Winner, Winner Plus, Endurance &
Endurance Plus

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	6 – 12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA se side 48

Winner Plus

(Tidligere Champion Plus)
Overdel i læder med
traditionel snøring.



White
7240

Black
7210



Black
6810

White
6840

Endurance

Overdel i læder og mesh
med velcrolukning.

Endurance Plus

Overdel i læder og mesh
med traditionel snøring.



Black
7310



MEN'S CASUAL
COMFORT COLLECTION



Men's Casual Comfort Collection

Modeller med overdel helt i læder af højeste kvalitet. De er lette og udformede, så fødderne har det behageligt hele dagen. Vælg mellem traditionel snøring og velcrolukning. Alle sko findes i flere forskellige farver.

Patrick

Klassisk sejlersko med traditionel snøring.

Two Tone
8560Chestnut
8520Black
8510

Find den rigtige størrelse/læst

Alle modeller

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	6-12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA se side 48

Scott

Detaljerede sømme og velcrolukning.

Khaki
9030Black 9210
Strl. 7,5 - 15Black 9010
Strl. 5,5 - 7Chestnut
9020

Mike

Klassisk sejlersko med velcrolukning.

Two Tone
8660



Black
9810

Chestnut
9820

Fisherman

Åben sko med overdel i læder.



Chestnut
6020

Black 6310
Strl. 7,5 - 15

Black 6010
Strl. 5,5 - 7

William

Overdel helt i læder
med velcrolukning.



Bark
6221

Black
6210

Frank

Detaljerede sømme
og velcrolukning.

Stallion

Detaljerede sømme og traditionel snøring.



Black 8710
Strl. 7,5 – 15

Black 8010
Strl. 5,5 – 7

Chestnut
8020

Justin

Kastanjebrunt nubuck eller sort læder af top-grain-kvalitet.



Chestnut
5520

Black
5510

Find den rigtige størrelse/læst

Alle modeller

BREDDER	STØRRELSE
M, W, XW	6 – 12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA se side 48

Roger

En fritidssko helt i læder, hvilket gør den slidstærk og med god komfort, da materialet er åndbart. • Forstærket mellemsål • Forstærket hælkappe • Overdel i læder • Reducerede sømme • Forbedret svangstøtte.



Midnight
10411

Brown
10420

Black
10410

NY MODEL

MEN'S DRESS COLLECTION



Men's Dress Collection

Sko fremstillet i det fineste læder – herrekollektionen Men's Dress Collection giver dig en rigtigt sofistikeret stil med tidløst klassisk design. Komfort hele dagen med lette såler og blød indvendig side i læder.

Wing

Traditionelt brogue-mønster.



Chestnut
8320

Black
8310

Find den rigtige størrelse/læst

Classic & Wing

BREDE	STØRRELSE
M, W, XW	6 – 12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's MD se side 50

Classic

Klassisk design helt i læder med traditionel snøring.



Black
8410

Chestnut
8420

Ruk

Flot herrestøvlé.



Black
7910

Brown
7920

Find den rigtige størrelse/læst

Ruk

BREDE	STØRRELSE
M, W, XW	7,5 – 12, 13, 14*

* Findes ikke i str. 12,5 og 13,5
Læst Men's MD se side 50

MEN'S SPECIALTY COLLECTION



Men's **Specialty Collection**

DOBBELT DYBDE | I Men's Double Depth Collection findes populære modeller med ekstra dybde – for at give den perfekte pasform for fodproblemer der kræver mere plads.

Find den rigtige
størrelse/læst

Carter

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	7,5 – 12, 13, 14*

* Findes ikke i str. 12,5 og 13,5
Læst Men's EVA se side 48

**Carter**

Vaskbar Lycra®-sko med velcrolukning.

Black
9110White
7740Black
7710Black
6110Acorn
6920Black
6910Black / Grey
9910**Winner X**

(Tidligere Champion X)
Overdel i læder og
dobbelt velcrolukning.

William X

Overdel i læder og
velcrolukning.

Brian X

Strækbar Lycra®
med læderdetaljer.

Performance X

Overdel i læder og mesh.

Find den rigtige
størrelse/læst

Winner X, William X, Brian X,
Performance X & Edward X

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	6 – 12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA X se side 52

Black
9610

Unikt åbent design for at lette
på- og aftagning

Edward X

Med velcrobånd på mere end to cm på hver side tilbyder Edward X det maksimale inden for justeringsmuligheder, så du får ekstra meget plads. Overdel i læder og mesh. Findes kun med dobbelt dybde.



Men's Specialty Collection

LYCRA® & STØVLER | Modeller der dækker alle behov. For ekstra komfort og plads findes Lycra®-modellerne. I sortimentet findes også vandrestøvler med den bedst mulige komfort. Boss og Protector med stålsnude er bekvemme arbejdssko.

Find den rigtige størrelse/læst

Douglas, Brian, Protector, Boss & Ranger

BREDDE	STØRRELSE
M, W, XW	6 – 12, 13, 14, 15*

* Findes ikke i str. 12,5, 13,5 og 14,5
Læst Men's EVA se side 48



Chestnut
6620

Black
6610

Douglas

Lædersko med stretch-bånd i Lycra®.



Acorn
6520

Brian

Strækbar Lycra® med læderdetaljer.

Black 6410
Strl. 7,5 – 15

Black 6510
Strl. 5,5 – 7

Protector

En kraftig, men let arbejdssko med stålsnude, høj slidstyrke og oliebestandig sål.



Indbygget stålsnude i vores Protector-sko.



Black
9310

Boss

En kraftig, men let arbejdssko med høj slidstyrke og oliebestandig sål.



Chestnut
9520

Black
9510



Chestnut
9420

Black
9410

Ranger

Let vandrestøvle med unik elastisk snøring der ikke behøver blive bundet samt velcrolukning.



MEN'S & WOMEN'S
ORTHO SANDALS COLLECTION



MEN'S & WOMEN'S
SLIPPERS COLLECTION



MEN'S & WOMEN'S
THERAPEUTIC COMFORT SOCKS

Men's & Women's **Ortho Sandals Collection**

Indbygget biomekanik for barfodsentusiaster! Med disse sandaler får man rigtig god støtte for hulfoden takket være en mellemsål med dobbelt densitet, integreret opbygning og skinne samt en bekvem, vatteret fodseng.

Find din **størrelse**

Shannon, Kelly & Lana

BREDE	STØRRELSE
W	5-10*, 11**

* Findes kun i hele størrelser

** Str. 11 gælder kun model Lana



Stabil plastskinne.

Shannon

Klip-klapper til kvinder

NY MODEL



Black
110910

Kelly

Damesandal



Black
1410

Lana

Med sider i stretching Lycra hjælper Lana den der har problemer med inflammerede og opsvulmede led ved storetåen (bunions) eller lider af andre typer af deformationer på foden. • Flot knap-detalle • Hælspænde.

Collin

Klip-klapper til mænd



Chocolate
5320

Black
5310

Connor

Herresandal



Black
5410

Chocolate
5420

Find din **størrelse**

Collin & Connor

BREDE	STØRRELSE
W	8-13*

* Findes kun i hele størrelser

Men's & Women's Slippers Collection

Alle tøfler findes med skridsikre såler, beskyttende tåboks og bekvem foring i fleece samt ekstra dybde, så der er plads til de skræddersyede indlæg. Til alle tøfler medfølger et par bekvemme gel-indlæg.

Find din størrelse

Cuddle & Cozy

BREDDE	STØRRELSE
W	6 – 11*

* Findes kun i hele størrelser

* Findes kun i hele størrelser

Cuddle

Dametøffel med lukket hæl



Camel
1230



Pink
1270



Pink
1170



Camel
1130

Cozy

Dametøffel med åben hæl



Chocolate
5220



Camel
5230

Find din størrelse

Relax & Easy

BREDDE	STØRRELSE
W	7 – 13*

* Findes kun i hele størrelser

* Findes kun i hele størrelser



Camel
5130



Chocolate
5120

Relax

Herretøffel med lukket hæl

Easy

Herretøffel med åben hæl

Men's & Women's Shape-To-Fit Socks

Bekvemme strømmer der er sømløse og fugtabsorberende. En anatomisk form betyder, at sokkerne forbliver oppe, og med vatteret tå og hæl får man virkelig komfort!



Crew Length
Vores mest populære

A

HVID		SORT		BEIGE		MARINEBLÅ	
601141	XS	601111	XS	601161	XS	601151	XS
601142	S	601112	S	601162	S	601152	S
601143	M	601113	M	601163	M	601153	M
601144	L	601114	L	601164	L	601154	L
601145	XL	601115	XL	601165	XL	601155	XL



Ankle Length
Over vristen

B

HVID		SORT		BEIGE		MARINEBLÅ	
601241	XS	601211	XS	601261	XS	601251	XS
601242	S	601212	S	601262	S	601252	S
601243	M	601213	M	601263	M	601253	M
601244	L	601214	L	601264	L	601254	L
601245	XL	601215	XL	601265	XL	601255	XL



Over the Calf
Under knæet

HVID		SORT	
601341	XS	601311	XS
601342	S	601312	S
601343	M	601313	M
601344	L	601314	L
601345	XL	601315	XL

D

No Show
Under vristen



C

HVID		SORT	
601441	XS	601411	XS
601442	S	601412	S
601443	M	601413	M
601444	L	601414	L
601445	XL	601415	XL



Merry Jane
Under skokanten

G

HVID		SORT		BEIGE	
601542	S	601512	S	601562	S
601543	M	601513	M	601563	M
601544	L	601514	L	601564	L



Extra Roomy
For ekstra store lægge

HVID		SORT	
601642	S	601612	S
601643	M	601613	M
601644	L	601614	L

E



Transmet

For delfodsamputerede. En Crew Length strømpe medfølger til den anden fod.

HVID		SORT		BEIGE	
601742	S	601712	S	601762	S
601743	M	601713	M	601763	M
601744	L	601714	L	601764	L

F

Find den
rigtige
størrelse

A, B, Dame | XS 5-7 S 7,5-9 M 9,5-11 L 11,5-13
C, D Herre | S 6,5-8 M 8,5-10 L 10,5-12 XL 12,5-15

E Dame | S 6-9 M 9,5-12,5 L 13+
Herre | S 5-8 M 8,5-11,5 L 12-15

F Dame | S 6-8,5 M 9-11,5 L 12+
Herre | S 5-7,5 M 8-10 L 11-14

G Dame | S 5-7 M 7,5-9,5 L 10-13

DR. COMFORTS TIPS OM STØRRELSER

En af fordelene ved Dr. Comfort-sko er at de alle fremstilles på læster der ligner hinanden meget. Læsterne er det der afgør formen på skoene. Dr. Comfort-sko fremstilles hovedsageligt på fem forskellige læster og disse er:

Herrelæst EVA (Men's EVA)

Standardherremodellen er kendetegnet ved en rund tåboks og kan bestilles fra str. 6–15, uden halvtørrelser for 12,5, 13,5, og 14,5, og den findes i tre bredder: medium, wide og extra wide.

Herrelæst MD (Men's MD)

I den europæiske herremodel, også kaldet Urban Comfort Line, indgår modellerne Ruk, Wing og Classic. Disse sko har en pasform der ligner hinanden vældig meget og karakteriseres af en firkantet tåboks. Modellerne findes i str. 6–15, uden halvtørrelser for 12,5, 13,5, og 14,5, og i tre forskellige bredder: medium, wide og extra wide.

Damelæst EVA (Women's EVA)

Her indgår modellerne Patty, Collette, Annie, Merry Jane, Riley, Maggy og Marla. Skoene har en sammenlignelig pasform og findes i str. 5,5–11 og i tre forskellige bredder: medium, wide og extra wide.

Damelæst ERO (Women's ERO)

I den europæiske damemodel indgår Vigor, Betty, LuLu, Flute, Paradise og Breeze. Modellen findes også i den medfølgende kvikguide. Alle modeller findes i str. 4–12 og findes i fire forskellige bredder: narrow (i str. 8–11), medium, wide og extra wide.

I modellen indgår også Cara, Spirit, Victory og Refresh. Disse skomodeller adskiller sig fra andre europæiske modeller, da de findes i størrelserne 4–12 og kun i tre bredder: medium, wide og extra wide.

Dobbelt dybde (X-model)

Alle skomodeller med et X efter navnet er en sko med dobbelt dybde, da den har mere dybde i tåboksen. Disse sko kan med fordel bruges, når man har brug for ekstra god plads pga. misdannelser, vrist- og fodotoser eller ødemer. Skoene er normale i størrelse, men man bør tænke på dybden, når man bestiller. (Carter og Marla har også dobbelt dybde.)

Det er vigtigt, at læsten er konsekvent, da processen for prøvning bliver næsten den samme for sko der bruger samme læst. Men der findes visse undtagelser fra den generelle regel, da den specifikke udformning eller materialet i en sko kan påvirke, hvordan den faktisk passer. Vi har inkluderet nogle forslag til forskellige skomodeller, hvor der er visse forskelle i pasformen, for at sikre at dine patienter får den rigtige pasform og bliver fuldt tilfredse med deres Dr. Comfort-sko. Tag også hensyn til strømpens tykkelse ved prøvningen og det som patienten faktisk kommer til at have på sammen med den model du foreslår, samt om patienter har nogle specielle sygdomme.

Herresko

Patrick/Mike: Disse sko har en lavere bagkappe end andre herremodeller, og det gør at de ikke skyder foden lige så langt distalt. Vi foreslår at du overvejer at bestille en halv størrelse kortere for at opnå en lignende pasform.

Brian/Carter: Denne sko har en overdel i Lycra® og er perfekt udformet til patienter med hammertær eller ligtorne. Lycra® er et stretchmateriale der gør at man får en rummelig fornemmelse i skoene. Hvis skoene føles løse, foreslår vi at du bestiller en mindre størrelse for at opnå bedre komfort.

Douglas: Denne sko har to Lycra®-bånd der løber distalt på siderne af skoene. Skoen er udformet, så den kan strækkes i retning fra plantar til dorsal. Dette er vældig godt for patienter med tykke og hævede fødder og høje vriste eller med en indopereret skinne. Skoens åbning er mere åben, og det gør det meget lettere at få foden ind i skoene. Hvis du har en patient der synes godt om skoene, men ikke opfylder et af de ovenstående kriterier (hævede fødder, høje vriste, indopereret skinne) foreslår vi at du bestiller denne sko en størrelse mindre for at få en god pasform.

Classic/Wing/Frank: (Urban Comfort Line) Disse sko har en mere rummelig tåboks og en mere tætsiddende hæl. De kan bestilles en størrelse mindre eller en halv størrelse kortere for at få en lignende pasform.

Athletic og støvler: Selv om standardreglerne for måling og pasform gælder for disse sko, bør man tage højde for foringens tykkelse, når man prøver patientens størrelse mhp. disse modeller. Den tykkere foring gør, at skoene føles mere tætsiddende end nogle af de andre modeller.

Chris: Standardreglerne for måling og pasform gælder for denne model, men der findes yderligere en funktion der gør at skoene sidder godt ved hælen. Der findes et ekstra hul længst oppe på skoene, præcist ved siden af de sidste huller. Dette hul er sammenkædet med skoens hæl og skaber en god pasform for løb.

Damesko

Merry Jane/LuLu: En sko med åben overdel der har en rummelig pasform på patientens fod. Vi anbefaler at disse modeller bestilles i mindst én størrelse mindre og i visse tilfælde en halv størrelse kortere. Denne sko er ikke velegnet til personer med smal hæl eller personer, hvor du frygter at hælen kan blive for løstsiddende.

Flute/Paradise: Ligner Merry Jane og LuLu. Disse åbne sko er mere tætsiddende i hælen end de andre åbne sko, og dette mindsker risikoen for at hælen sidder løst. Disse anbefales dog ikke til personer med smal hæl eller ekstreme fodproblemer.

Annie/Marla: Se størrelsestips for Brian.

Betty: Se størrelsestips for Douglas.

Athletic og støvler: Se størrelsestips i herreafsnittet.

Meghan: Standardreglerne for måling og pasform gælder for denne model, men der findes yderligere en funktion der gør at skoene sidder godt ved hælen. Der findes et ekstra hul længst oppe på skoene, præcist ved siden af de sidste huller. Dette hul er sammenkædet med skoens hæl og skaber en god pasform for løb.

Fodnoter

Husk at du normalt ikke skal udstyre dine diabetespatienter med hverken kortere eller mindre sko, end det som måleresultaterne angiver. Ved at følge disse instrukser vil du dog opnå en pasform der er sammenlignelig med andre sko i vores sortiment.

Det er også vigtigt at huske, at når du prøver sko til patienter med smalle hæle, er det lettere at tilgodese deres behov med en sko der har snøring.

Kvikguide:

Patrick/Mike

1/2 størrelse kortere

Brian/Annie

Smalere størrelse

Douglas/Betty

Smalere størrelse

Merry Jane/LuLu/Paradise/Flute

Smalere størrelse eller somme tider en halv størrelse kortere.

Classic/Wing

Smalere størrelse eller somme tider en halv størrelse kortere

Athletic og støvler

En størrelse bredere

Women's Last Grading Specifications (mm)

Style: Women's / EVA / Medium

Grading: 8,5x6,3. Size: 5,5 – 11.

Item & Size	5,5	6	6,5
Stick Length	239,8	244	248,2
Insole Paper Length (E1 – E2)	236,8	241	245,2
Ball Width	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 – A2)	217,5	220,7	223,8
Waist Girth (B1 – B2)	220,7	223,8	227
Instep Girth (C1 – C2)	225,4	228,6	231,8

Style: Women's / EVA / Wide


Grading: 8,5x6,3. Size: 5,5 – 11.

Item & Size	5,5	6	6,5
Stick Length	238,8	243	247,2
Insole Paper Length (E1 – E2)	236,3	240,5	244,7
Ball Width	84,4	85,5	86,6
Ball Girth (A1 – A2)	233,8	237	240,2
Waist Girth (B1 – B2)	235,8	239	242,2
Instep Girth (C1 – C2)	241,3	244,5	247,7

Style: Women's / EVA / XWide

Grading: 8,5x6,3. Size: 5,5 – 11.


Item & Size	5,5	6	6,5
Stick Length	240,3	244,5	248,7
Insole Paper Length (E1 – E2)	237,3	241,5	245,7
Ball Width	84,9	86	87,1
Ball Girth (A1 – A2)	242,9	246,1	249,2
Waist Girth (B1 – B2)	246,1	249,2	252,4
Instep Girth (C1 – C2)	250,8	254	257,2



7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
252,5	256,7	260,9	265,1	269,4	273,6	277,8	286,3
249,5	253,7	257,9	262,1	266,4	270,6	274,8	283,3
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	94,6
227	230,2	233,4	236,6	239,7	242,9	246,1	252,5
230,2	233,3	236,5	239,7	242,8	246	249,2	255,5
235	238,1	241,3	244,5	247,7	250,9	254	260,4

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
251,5	255,7	259,9	264,1	268,4	272,6	276,8	285,3
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	282,8
87,6	88,7	89,7	90,8	91,9	92,9	94	96,1
243,3	246,5	249,7	252,9	256	259,	262,4	268,7
245,3	248,5	251,7	254,9	258	261,	264,4	270,7
250,8	254	257,2	260,4	263,5	266,7	269,9	276,2

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
253	257,2	261,4	265,6	269,9	274,1	278,3	286,8
250	254,2	258,4	262,6	266,9	271,1	275,3	283,8
88,1	89,2	90,2	91,3	92,4	93,4	94,5	96,6
252,4	255,6	258,8	261,9	265,1	268,3	271,5	277,8
255,6	258,8	261,9	265,1	268,3	271,5	274,6	281
260,3	263,5	266,7	269,9	273	276,	279,4	285,7



Women's Last Grading Specifications (mm)

Style: Women's / ERO / Medium Grading: 8,5x6,3. Size: 4 - 12.


Item & Size	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 - D2)	224,6	228,8	233	237,3	241,5	245,7
Insole Paper Length (E1 - E2)	223,6	227,8	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 - F2)	79,6	80,7	81,9	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 - A2)	217,8	221	224,1	227,3	230,5	233,7
Waist Girth (B1 - B2)	214,8	218	221,1	224,3	227,5	230,7
Instep Girth (C1 - C2)	219,3	222,5	225,6	228,8	232	235,2
Spring	26	26,5	27	27,5	28	28,5

Style: Women's / ERO / Wide Grading: 8,5x6,3. Size: 4 - 12.

Item & Size	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 - D2)	223,9	228,2	233	237,3	241,5	245,7
Insole Paper Length (E1 - E2)	223,6	227,8	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 - F2)	79,6	80,7	81,9	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 - A2)	229,3	232,5	235,6	238,8	242	245,2
Waist Girth (B1 - B2)	226,3	229,5	232,6	235,8	239	242,2
Instep Girth (C1 - C2)	231,3	234,5	237,6	240,8	244	247,2
Spring	26	26,5	27	27,5	28	28,5

Style: Women's / ERO / XWide Grading: 8,5x6,3. Size 4 - 11.


Item & Size	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 - D2)	224,6	228,8	233	237,3	241,5	245,7
Insole Paper Length (E1 - E2)	223,6	227,8	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 - F2)	81,9	82,9	84	85,1	86,1	87,2
Ball Girth (A1 - A2)	235,7	238,8	242	245,2	248,4	251,5
Waist Girth (B1 - B2)	232,7	235,8	239	242,2	245,4	248,5
Instep Girth (C1 - C2)	237,7	240,8	244	247,2	250,4	253,5
Spring	26	26,5	27	27,5	28	28,5



7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12
250	254,2	258,4	262,6	266,9	271,1	275,3	279,6	283,8	292,3
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	278,6	282,8	291,3
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	93,5	94,6	96,7
236,8	240	243,2	246,4	249,5	252,7	255,9	259,1	262,2	268,6
233,8	237	240,2	243,4	246,5	249,7	252,9	256,1	259,2	265,6
238,3	241,5	244,7	247,9	251	254,	257,4	260,6	263,7	270,1
29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	34

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12
250	254,2	258,4	262,6	266,9	271,1	275,3	279,6	283,8	292,3
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	278,6	282,8	291,3
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	93,5	94,6	96,7
248,3	251,5	254,7	257,9	261	264,	267,4	270,6	273,7	280,1
245,3	248,5	251,7	254,9	258	261,	264,4	267,6	270,7	277,1
250,3	253,5	256,7	259,9	263	266,	269,4	272,6	275,7	282,1
29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	34

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
250	254,2	258,4	262,6	266,9	271,1	275,3	279,6	283,8
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	278,6	282,8
88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	93,5	94,6	95,7	96,7
254,7	257,9	261,1	264,2	267,4	270,6	273,8	276,9	280,1
251,7	254,9	258,1	261,2	264,4	267,6	270,8	273,9	277,1
256,7	259,9	263,1	266,2	269,4	272,6	275,8	278,9	282,1
29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33



Women's Last Grading Specifications (mm)

Style: Women's / EVA X / Medium

Grading: 8,5x6,3. Size: 5 – 11.

Item & Size	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 – D2)	235,5	239,8	244	248,2
Insole Paper Length (E1 – E2)	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 – F2)	81,9	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 – A2)	223,1	226,3	229,5	232,7
Waist Girth (B1 – B2)	228,1	231,3	234,5	237,7
Instep Girth (C1 – C2)	233,6	236,8	240	243,2
Back Length	328,7	333,8	339	344,2
Spring	25,5	25,8	26	26,2

Style: Women's / EVA X / Wide


Grading: 8,5x6,3. Size: 5 – 11.

Item & Size	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 – D2)	235,5	239,8	244	248,2
Insole Paper Length (E1 – E2)	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 – F2)	81,9	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 – A2)	235,8	239	242,2	245,4
Waist Girth (B1 – B2)	240,8	244	247,2	250,4
Instep Girth (C1 – C2)	246,3	249,5	252,7	255,9
Back Length	335,7	340,8	346	351,2
Spring	25,5	25,8	26	26,2

Style: Women's / EVA X / XWide

Grading: 8,5x6,3. Size: 5 – 11.


Item & Size	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 – D2)	235,5	239,8	244	248,2
Insole Paper Length (E1 – E2)	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 – F2)	83,9	84,9	86	87,1
Ball Girth (A1 – A2)	242,2	245,4	248,5	251,7
Waist Girth (B1 – B2)	247,2	250,4	253,5	256,7
Instep Girth (C1 – C2)	252,7	255,9	259	262,
Back Length	344,7	349,8	355	360,2
Spring	25,5	25,8	26	26,2



7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
252,5	256,7	260,9	265,1	269,4	273,6	277,8	286,3
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	282,8
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	94,6
235,8	239	242,2	245,4	248,5	251,7	254,9	261,2
240,8	244	247,2	250,4	253,5	256,7	259,9	266,2
246,3	249,5	252,7	255,9	259	262,	265,4	271,7
349,3	354,5	359,6	364,8	367	375,1	380,3	390,6
26,5	26,7	27	27,2	27,4	27,7	27,9	28,4

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
252,5	256,7	260,9	265,1	269,4	273,6	277,8	286,3
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	282,8
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	94,6
248,5	251,7	254,9	258,1	261,2	264,4	267,6	273,9
253,5	256,7	259,9	263,1	266,2	269,4	272,6	278,9
259	262,	265,4	268,6	271,7	274,9	278,1	284,4
356,3	361,5	366,6	371,8	377	382,1	387,3	397,6
26,5	26,7	27	27,2	27,4	27,7	27,9	28,4

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
252,5	256,7	260,9	265,1	269,4	273,6	277,8	286,3
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	282,8
88,1	89,2	90,2	91,3	92,4	93,4	94,5	96,6
254,9	258,1	261,2	264,4	267,6	270,8	273,9	280,3
259,9	263,1	266,2	269,4	272,6	275,8	278,9	285,3
265,4	268,6	271,7	274,9	278,1	281,3	284,4	290,8
365,3	370,5	375,6	380,8	386	391,1	396,3	406,6
26,5	26,7	27	27,2	27,4	27,7	27,9	28,4



Women's Last Grading Specifications (mm)

Style: Women's / ERO X / Medium Grading: 8,5x6,3. Size: 4 – 12.


Item & Size	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 – D2)	225,9	230,1	234,3	238,6	242,8	247
Insole Paper Length (E1 – E2)	223,6	227,8	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 – F2)	79,8	80,8	81,9	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 – A2)	232,3	235,4	238,6	241,8	245	248,1
Waist Girth (B1 – B2)	232,3	235,4	238,6	241,8	245	248,1
Instep Girth (C1 – C2)	242,3	245,4	248,6	251,8	255	258,1
Back Length	327,9	333,2	338,5	343,8	349,1	354,4

Style: Women's / ERO X / Wide Grading: 8,5x6,3. Size: 4 – 12.

Item & Size	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 – D2)	225,9	230,1	234,3	238,6	242,8	247
Insole Paper Length (E1 – E2)	223,6	227,8	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 – F2)	81,7	82,8	81,9	82,9	84	85,1
Ball Girth (A1 – A2)	244,8	247,9	251,1	254,3	257,5	260,6
Waist Girth (B1 – B2)	244,8	247,9	251,1	254,3	257,5	260,6
Instep Girth (C1 – C2)	253,8	256,9	260,1	263,3	266,5	269,6
Back Length	336,9	342,2	347,5	352,8	358,1	363,4

Style: Women's / ERO X / XWide Grading: 8,5x6,3. Size: 4 – 12.


Item & Size	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Stick Length (D1 – D2)	225,9	230,1	234,3	238,6	242,8	247
Insole Paper Length (E1 – E2)	223,6	227,8	232	236,3	240,5	244,7
Ball Width (F1 – F2)	81,7	82,8	83,8	84,8	85,9	86,9
Ball Girth (A1 – A2)	250,3	253,4	256,6	259,8	263	266,1
Waist Girth (B1 – B2)	250,8	253,9	257,1	260,3	263,5	266,6
Instep Girth (C1 – C2)	259,8	262,9	266,1	269,3	272,5	275,6
Back Length	338,9	344,2	349,5	354,8	360,1	365,4



7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12
251,3	255,5	259,7	264	268,2	272,4	276,6	280,9	285,1	293,6
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	278,6	282,8	291,3
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	93,5	94,6	96,7
251,3	254,5	257,7	260,8	264	267,2	270,4	273,5	276,7	283,1
251,3	254,5	257,7	260,8	264	267,2	270,4	273,5	276,7	283,1
261,3	264,5	267,7	270,8	274	277,2	280,4	283,5	286,7	293,1
359,7	365	370,3	375,6	380,9	386,2	391,5	396,8	402,1	412,7

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12
251,3	255,5	259,7	264	268,2	272,4	276,6	280,9	285,1	293,6
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	278,6	282,8	291,3
86,1	87,2	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	93,5	94,6	96,7
263,8	267	270,2	273,3	276,5	279,7	282,9	286	289,	295,6
263,8	267	270,2	273,3	276,5	279,7	282,9	286	289,	295,6
272,8	276	279,2	282,3	285,5	288,7	291,9	295	298,	304,6
368,7	374	379,3	384,6	389,9	395,2	400,5	405,8	411,1	421,7

7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12
251,3	255,5	259,7	264	268,2	272,4	276,6	280,9	285,1	293,6
249	253,2	257,4	261,6	265,9	270,1	274,3	278,6	282,8	291,3
88	89	90	91,1	92,1	93,2	94,2	95,2	96,3	98,4
269,3	272,5	275,7	278,8	282	285,2	288,4	291,5	294,7	301,1
269,8	273	276,2	279,3	282,5	285,7	288,9	292	295,	301,6
278,8	282	285,2	288,3	291,5	294,7	297,9	301	304,	310,6
370,7	376	381,3	386,6	391,9	397,2	402,5	407,8	413,1	423,7



Men's Last Grading Specifications (mm)

Style: Men's / EVA / Medium Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 - 15.


Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 - D2)	257,1	261,3	265,6	269,8	274	278,3	282,5
Insole Paper Length (E1 - E2)	255,1	259,3	263,6	267,8	272	276,3	280,5
Ball Width (F1 - F2)	90,6	91,7	92,8	93,8	94,9	95,9	97
Ball Girth (A1 - A2)	239,4	242,6	245,8	249	252,1	255,3	258,5
Waist Girth (B1 - B2)	243,4	246,6	249,8	253	256,1	259,3	262,5
Instep Girth (C1 - C2)	246,9	250,1	253,3	256,5	259,6	262,8	266
Spring	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Style: Men's / EVA / Wide Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 - 15.

Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 - D2)	257,1	261,3	265,6	269,8	274	278,3	282,5
Insole Paper Length (E1 - E2)	255,6	259,8	264,1	268,3	272,5	276,8	281
Ball Width (F1 - F2)	90,6	91,7	92,8	93,8	94,9	95,9	97
Ball Girth (A1 - A2)	252,1	255,3	258,5	261,7	264,8	268	271,2
Waist Girth (B1 - B2)	256,1	259,3	262,5	265,7	268,8	272	275,2
Instep Girth (C1 - C2)	259,6	262,8	266	269,2	272,3	275,5	278,7
Spring	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Style: Men's / EVA / XWide Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 - 14.


Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 - D2)	257,1	261,3	265,6	269,8	274	278,3	282,5
Insole Paper Length (E1 - E2)	255,6	259,8	264,1	268,3	272,5	276,8	281
Ball Width (F1 - F2)	92,6	93,7	94,8	95,8	96,9	97,9	99
Ball Girth (A1 - A2)	258,5	261,7	264,8	268	271,2	274,4	277,5
Waist Girth (B1 - B2)	262,5	265,7	268,8	272	275,2	278,4	281,5
Instep Girth (C1 - C2)	266	269,2	272,3	275,5	278,7	281,9	285
Spring	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
286,7	291	295,2	299,4	303,6	307,9	316,3	324,8	333,3
284,7	289	293,2	297,4	301,6	305,9	314,3	322,8	331,3
98,1	99,1	100,2	101,2	102,3	103,4	105,5	107,6	109,7
261,7	264,8	268	271,2	274,4	277,5	283,9	290,2	296,6
265,7	268,8	272	275,2	278,4	281,5	287,9	294,2	300,6
269,2	272,3	275,5	278,7	281,9	285	291,4	297,7	304,1
32	32,5	33	33,5	34	34,5	35,5	36,5	37,5

9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
286,7	291	295,2	299,4	303,6	307,9	316,3	324,8	333,3
285,2	289,5	293,7	297,9	302,1	306,4	314,8	323,3	331,8
98,1	99,1	100,2	101,2	102,3	103,4	105,5	107,6	109,7
274,4	277,5	280,7	283,9	287,1	290,2	296,6	302,9	309,3
278,4	281,5	284,7	287,9	291,1	294,2	300,6	306,9	313,3
281,9	285	288,	291,4	294,6	297,7	304,1	310,4	316,8
32	32,5	33	33,5	34	34,5	35,5	36,5	37,5

9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14
286,7	291	295,2	299,4	303,6	307,9	316,3	324,8
285,2	289,5	293,7	297,9	302,1	306,4	314,8	323,3
100,1	101,1	102,2	103,2	104,3	105,4	107,5	109,6
280,7	283,9	287,1	290,2	293,4	296,6	302,9	309,3
284,7	287,9	291,1	294,2	297,4	300,6	306,9	313,3
288,	291,4	294,6	297,7	300,9	304,1	310,4	316,8
32	32,5	33	33,5	34	34,5	35,5	36,5



Men's Last Grading Specifications (mm)

Style: Men's / MD / Medium Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 - 15.


Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 - D2)	262,6	266,8	271,1	275,3	279,5	283,8	288
Insole Paper Length (E1 - E2)	262,6	266,8	271,1	275,3	279,5	283,8	288
Ball Width (F1 - F2)	92,6	93,7	94,8	95,8	96,9	97,9	99
Ball Girth (A1 - A2)	240,2	243,4	246,6	249,8	252,9	256,1	259,3
Waist Girth (B1 - B2)	244,2	247,4	250,6	253,8	256,9	260,1	263,3
Instep Girth (C1 - C2)	247,2	250,4	253,6	256,8	259,9	263,1	266,3

Style: Men's / MD / Wide Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 - 15.

Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 - D2)	263,6	267,8	272,1	276,3	280,5	284,8	289
Insole Paper Length (E1 - E2)	262,6	266,8	271,1	275,3	279,5	283,8	288
Ball Width (F1 - F2)	92,6	93,7	94,8	95,8	96,9	97,9	99
Ball Girth (A1 - A2)	252,9	256,1	259,3	262,5	265,6	268,8	272
Waist Girth (B1 - B2)	256,9	260,1	263,3	266,5	269,6	272,8	276
Instep Girth (C1 - C2)	259,9	263,1	266,3	269,5	272,6	275,8	279

Style: Men's / MD / XWide Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 - 15.


Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 - D2)	265,6	269,8	274,1	278,3	282,5	286,8	291
Insole Paper Length (E1 - E2)	264,6	268,8	273,1	277,3	281,5	285,8	290
Ball Width (F1 - F2)	94,6	95,7	96,8	97,8	98,9	99,9	101
Ball Girth (A1 - A2)	259,3	262,5	265,6	268,8	272	275,2	278,3
Waist Girth (B1 - B2)	263,3	266,5	269,6	272,8	276	279,2	282,3
Instep Girth (C1 - C2)	266,3	269,5	272,6	275,8	279	282,2	285,3



9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
292,2	296,5	300,7	304,9	309,1	313,4	321,8	330,3	338,8
292,2	296,5	300,7	304,9	309,1	313,4	321,8	330,3	338,8
100,1	101,1	102,2	103,2	104,3	105,4	107,5	109,6	111,7
262,5	265,6	268,8	272	275,2	278,3	284,7	291	297,4
266,5	269,6	272,8	276	279,2	282,3	288,7	295	301,4
269,5	272,6	275,8	279	282,2	285,3	291,7	298	304,4

9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
293,2	297,5	301,7	305,9	310,1	314,4	322,8	331,3	339,8
292,2	296,5	300,7	304,9	309,1	313,4	321,8	330,3	338,8
100,1	101,1	102,2	103,2	104,3	105,4	107,5	109,6	111,7
275,2	278,3	281,5	284,7	287,9	291	297,4	303,7	310,1
279,2	282,3	285,5	288,7	291,9	295	301,4	307,7	314,1
282,2	285,3	288,5	291,7	294,9	298	304,4	310,7	317,1

9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
295,2	299,5	303,7	307,9	312,1	316,4	324,8	333,3	341,8
294,2	298,5	302,7	306,9	106,3	107,4	109,5	111,6	113,7
102,1	103,1	104,2	105,2	311,1	315,4	323,8	332,3	340,8
281,5	284,7	287,9	291	294,	297,4	303,7	310,1	316,4
285,5	288,7	291,9	295	298,	301,4	307,7	314,1	320,4
288,5	291,7	294,9	298	301,	304,4	310,7	317,1	323,4



Men's Last Grading Specifications (mm)

Style: Men's / EVA X / Medium Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 – 15.


Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 – D2)	256,1	260,3	264,6	268,8	273	277,3	281,5
Insole Paper Length (E1 – E2)	254,6	258,8	263,1	267,3	271,5	275,8	280
Ball Width (F1 – F2)	90,6	91,7	92,8	93,8	94,9	95,9	97
Ball Girth (A1 – A2)	252,9	256,1	259,3	262,5	265,6	268,8	272
Waist Girth (B1 – B2)	256,4	259,6	262,8	266	269,1	272,3	275,5
Instep Girth (C1 – C2)	260,4	263,6	266,8	270	273,1	276,3	279,5
Back Length	364,5	369,7	375	380,2	385,5	390,7	396

Style: Men's / EVA X / Wide Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 – 15.

Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 – D2)	256,1	260,3	264,6	268,8	273	277,3	281,5
Insole Paper Length (E1 – E2)	254,6	258,8	263,1	267,3	271,5	275,8	280
Ball Width (F1 – F2)	90,6	91,7	92,8	93,8	94,9	95,9	97
Ball Girth (A1 – A2)	264,6	267,8	271	274,2	277,3	280,5	283,7
Waist Girth (B1 – B2)	267,6	270,8	274	277,2	280,3	283,5	286,7
Instep Girth (C1 – C2)	271,6	274,8	278	281,2	284,3	287,5	290,7
Back Length	372	377,2	382,3	387,5	392,6	397,8	403

Style: Men's / EVA X / XWide Grading: 8,5 x 6,3. Size: 6 – 15.


Item & Size	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Stick Length (D1 – D2)	256,1	260,3	264,6	268,8	273	277,3	281,5
Insole Paper Length (E1 – E2)	254,6	258,8	263,1	267,3	271,5	275,8	280
Ball Width (F1 – F2)	92,6	93,7	94,8	95,8	96,9	97,9	99
Ball Girth (A1 – A2)	271	274,2	277,3	280,5	283,7	286,9	290
Waist Girth (B1 – B2)	274	277,2	280,3	283,5	286,7	289,9	293
Instep Girth (C1 – C2)	278	281,2	284,3	287,5	290,7	293,9	297
Back Length	275,5	279	282,5	286	289,5	293	296,5



9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
285,7	290	294,2	298,4	302,6	306,9	315,3	323,8	332,3
284,2	288,5	292,7	296,9	301,1	305,4	313,8	322,3	330,8
98,1	99,1	100,2	101,2	102,3	103,4	105,5	107,6	109,7
275,2	278,3	281,5	284,7	287,9	291	297,4	303,7	310,1
278,7	281,8	285	288,2	291,4	294,5	300,9	307,2	313,6
282,7	285,8	289	292,2	295,4	298,5	304,9	311,2	317,6
401,2	406,5	411,7	417	422,2	427,5	438	448,5	459

9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
285,7	290	294,2	298,4	302,6	306,9	315,3	323,8	332,3
284,2	288,5	292,7	296,9	301,1	305,4	313,8	322,3	330,8
98,1	99,1	100,2	101,2	102,3	103,4	105,5	107,6	109,7
286,9	290	293,	296,4	299,6	302,7	309,1	315,4	321,8
289,9	293	296,	299,4	302,6	305,7	312,1	318,4	324,8
293,9	297	300,	303,4	306,6	309,7	316,1	322,4	328,8
408,1	413,3	418,4	423,6	428,8	433,9	444,2	454,6	464,9

9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
285,7	290	294,2	298,4	302,6	306,9	315,3	323,8	332,3
284,2	288,5	292,7	296,9	301,1	305,4	313,8	322,3	330,8
100,1	101,1	102,2	101,2	102,3	103,4	105,5	107,6	109,7
293,	296,4	299,6	302,7	305,9	309,1	315,4	321,8	328,1
296,	299,4	302,6	305,7	308,9	312,1	318,4	324,8	331,1
300,	303,4	306,6	309,7	312,9	316,1	322,4	328,8	335,1
300	303,5	307	310,5	314	317,5	324,5	331,5	338,5



Model Number	Description	Interior
MEN'S		
7610	Performance Black/Gray	100% Textiles
7210	Winner Plus Black	100% Textiles
6810	Endurance Black	100% Textiles
6610	Douglas Black	67% Lycra, 33% PSL
6620	Douglas Chestnut	67% Lycra, 33% PSL
8310	Wing Black	100% PSL
8320	Wing Chestnut	100% PSL
5510	Justin Black	70% Textiles, 30% PSL
5520	Justin Chestnut Nubuck	70% Textiles, 30% PSL
9410	Ranger Black	100% Textiles
8560	Patrick Multi	100% PSL
8480	Classic	100% PSL
6610	Douglas	67% Lycra, 33% PSL
7710/7740	Winner X	100% Textiles
9610	Edward X	100% Textiles
9810	Fisherman Black	70% Textiles, 30% Leather
7920	Ruk	100% Pigskin Leather Lining
10110	Gordon	Micro-suede lining
10410	Roger	Micro-suede lining
51010	Jack	Cotton lining
WOMEN'S		
4530	Annie Acorn	70% Lycra, 30% Leather
4510	Annie Black	70% Lycra, 30% Leather
3830	Betty Beige	67% Lycra, 33% PSL
2120	Paradise Saddle Tan	100% PSL
1030	Patty Beige	70% Textiles, 30% PSL
3950	Refresh Blue	100% Textiles
2410/2440	Spirit X	100% Textiles
2610	Lucie X	100% Textiles
3210/3240	Spirit	100% Textiles
3440/3470	Victory	100% Textiles
38010/38020	Cara	100% Pigskin Leather Lining
10210	Mallory	Micro-suede lining
10310	Grace	Micro-suede lining
10510	Ruth	Micro-suede lining
10610	Diane	Cotton lining
INSERTS		
GEL M	Gel Insert Men	Not Applicable
GEL U	Gel Insert Universal	Not Applicable
GEL W	Gel Insert Women	Not Applicable
GEM M	Gel Mouldable Insert Men	Not Applicable
GER U	Gel ERO Insert Women	Not Applicable
	Summer Sandals	Not Applicable
BFI M	Blue Filler Men's	Not Applicable
BFI W	Blue Filler Women's	Not Applicable
ACCESSORIES		
	Brannock Device	Not Applicable
	Shoe Horn	Not Applicable
	Display Rack 24 Shoes	Not Applicable
	Travel Bag (Inc 24 Shoes & Brannock)	80% Denier Polyester, 20% Canvas

Exterior	Outsole
60% R/P, 29% Textiles, 11 % Leather	77% EVA, 15% Rubber, 8% IMP
96% Leather, 4% R/P	77% EVA, 15% Rubber, 5% IMP, 3% Nylon
72% Leather, 24% Textiles, 4% Leather	77% EVA, 15% Rubber, 5% IMP, 3% Nylon
80% Leather, 20% Lycra	100% Rubber
80% Leather, 20% Lycra	100% Rubber
100% Leather	100% TPR
100% Leather	100% TPR
100% Leather	100% Rubber
100% Leather	100% Rubber
100% Leather	100% Rubber
100% Leather	100% Rubber
100% Leather	100% TPR
80% Leather, 20% Lycra	100% Rubber
96% Leather, 4% R/P	77% EVA, 15% Rubber, 5% IMP, 3% Nylon
72% Leather, 24% Textiles, 4% Leather	100% Rubber
100% Leather	100% Rubber
100% Cow Hide Leather	100% Injection EVA
3D mesh, Heat bonded TPU	EVA/Rubber outsole
Full grain leather upper	EVA/Rubber outsole
Knit uppers	EVA/Rubber outsole
70% Lycra, 30% Leather	100% EVA
70% Lycra, 30% Leather	100% EVA
80% Leather, 20% Lycra	100% EVA
100% Leather	100% EVA
100% Leather	100% EVA
60% R/P, 29% Textiles, 11 % Leather	77% EVA, 15% Rubber, 8% IMP
96% Leather, 4% R/P	77% EVA, 15% Rubber, 8% IMP
72% Leather, 24% Textiles, 4% Leather	100% EVA
96% Leather, 4% R/P	77% EVA, 15% Rubber, 8% IMP
72% Leather, 24% Textiles, 4% Leather	77% EVA, 15% Rubber, 5% IMP, 3% Nylon
100% Cow Hide Leather	100% Injection EVA
Full grain leather upper	EVA outsole
3D mesh, Heat bonded TPU	EVA/Rubber outsole
Full grain leather upper	EVA/Rubber outsole
Knit uppers	EVA/Rubber outsole
Not Applicable	47% PU, 25% PE, 20% PU-Gel, 8% Microfiber
Not Applicable	47% PU, 25% PE, 20% PU-Gel, 8% Microfiber
Not Applicable	47% PU, 25% PE, 20% PU-Gel, 8% Microfiber
Not Applicable	47% PU, 25% PE, 20% PU-Gel, 8% Microfiber
Not Applicable	47% PU, 25% PE, 20% PU-Gel, 8% Microfiber
Not Applicable	30 Durometer PU
Not Applicable	100% EVA
Not Applicable	100% EVA
100% Die Cast 380 Aluminum	Not Applicable
100% IMP	Not Applicable
85% Lucite, 15% Polyurethane	Not Applicable
100% Canvas	Not Applicable

Style	Last	Sole Composition
-------	------	------------------

Women's ERO

Betty	Women's ERO	EVA
Breeze	Women's ERO	EVA
Cara	Women's ERO	EVA/Rubber
Flute	Women's ERO	EVA
Katy	Women's ERO	EVA/Rubber/Nylon
Lily	Women's ERO	EVA
Lu Lu	Women's ERO	EVA
Meghan	Women's ERO	EVA/Rubber/Nylon
Paradise	Women's ERO	EVA
Refresh	Women's ERO	EVA/Rubber
Spirit	Women's ERO	EVA/Rubber
Victory	Women's ERO	EVA/Rubber
Vigor	Women's ERO	EVA

Women's ERO X

Lucie X	Women's ERO X	EVA
Refresh X	Women's ERO X	EVA/Rubber
Spirit X	Women's ERO X	EVA/Rubber

Women's EVA

Annie	Women's EVA	EVA
Collette	Women's EVA	EVA
Maggy	Women's EVA	EVA
Marla	Women's EVA	EVA
Merry-Jane	Women's EVA	EVA
Patty	Women's EVA	EVA
Riley	Women's EVA	EVA

Women's EVA X

Annie X	Women's EVA X	EVA
Maggy X	Women's EVA X	EVA

Sandal

Collin	Sandal	EVA/Rubber
Connor	Sandal	EVA/Rubber
Kelly	Sandal	EVA/Rubber
Shannon	Sandal	EVA/Rubber

Style	Last	Sole Composition
-------	------	------------------

Men's EVA

Boss	Men's EVA	EVA/Rubber
Brian	Men's EVA	EVA/Rubber
Carter	Men's EVA	EVA
Winner	Men's EVA	EVA/Rubber
Chris	Men's EVA	EVA/Rubber/Nylon
Douglas	Men's EVA	EVA/Rubber
Endurance	Men's EVA	EVA/Rubber
Fisherman	Men's EVA	EVA/Rubber
Frank	Men's EVA	EVA/Rubber
Jason	Men's EVA	EVA/Rubber/Nylon
Justin	Men's EVA	EVA/Rubber
Mike	Men's EVA	EVA/Rubber
Patrick	Men's EVA	EVA/Rubber
Performance	Men's EVA	EVA/Rubber
Protector	Men's EVA	EVA/Rubber
Ranger	Men's EVA	EVA/Rubber
Scott	Men's EVA	EVA/Rubber
Stallion	Men's EVA	EVA/Rubber
William	Men's EVA	EVA/Rubber
Winner Plus	Men's EVA	EVA/Rubber
Winner Plus	Men's EVA	EVA/Rubber

Men's EVA X

Brian X	Men's EVA X	EVA/Rubber
Edward X	Men's EVA X	EVA/Rubber
Performance X	Men's EVA X	EVA/Rubber
William X	Men's EVA X	EVA/Rubber
Winner X	Men's EVA X	EVA/Rubber

Men's MD



Classic	Men's MD	EVA
Ruk	Men's MD	EVA/Rubber
Wing	Men's MD	EVA

BRANNOCK FODMÅLER

Med Brannock fodmåler sikres korrekt pasform, da enheden måler længden på både fod og fodsvang.

De to fødder på billederne til højre har samme fodlængde (målt fra hæl til tå), men ikke samme tå- og svanglængde. Da bøjepunktet i forfoden er forskelligt for de to fødder, er det nødvendigt med forskellige typer af sko.

Det øverste billede forestiller en fod med en sko, der sidder som den skal. Svungen er korrekt placeret i skoens. Skoen og foden bøjer på samme sted, svangen får støtte, du undgår slitage på huden, og tæerne kan bevæge sig som de skal. Med en sko, der er tilpasset efter foden, er du garanteret en komfortabel sko der holder formen og føles let at gå i.



Uden hæl til tå-måling

Forkert tilpasning af sko medfører, at foden bliver klemt eller mangler støtte, og dette kan forårsage diverse fodproblemer. Det kan forårsage generelt ubehag og give anledning til sår og trykskader på fødderne, og dette kan udgøre et stort problem for personer med sensoriske forstyrrelser, f.eks. som følge af diabetes. Det kan også give tunge og trætte ben og fødder, samtidig med at skoene slides unødvendigt hurtigt og må udskiftes.

Måling

1. Forbered fodmåleren

For at gøre det let at placere foden i enheden, flyttes bredestøtten til yderposition, og længdeindikatoren for måling af svangen flyttes så langt tilbage som muligt.

2. Fodplacering


Bed kunden om at tage skoene af og placere foden i enheden. Sørg for at hælen er placeret i den korrekte hælstøtte. Kunden skal stå med vægten jævnt fordelt på begge fødder og rette blikket lige frem foran sig, så foden, der måles, strækkes helt ud i sin fulde længde.

3. Mål længden (Damer = Gul, Herrer = Blå)

Pres tæerne ned mod bunden af enheden og kontrollér målet foran den længste tå (ikke nødvendigvis stortåen). Bemærk: Fødder med korte, henholdsvis lange tæer kræver forskellig tilpasning. Korrekt skotilpasning omfatter ikke blot fodlængde (målt fra hæl til tå), men også måling af fodsvangens længde.

4. Fodsvangens længde

Placer tommelfingeren på anklen. Flyt svanglængdemålerens indikator (A) fremad, til målerens indvendige hvælving følger fodleddet. Kontrollér at du holder tommelfingeren i midten. Svangens længde svarer til det tal som pilen viser



Find den rigtige skostørrelse

Sammenlign længden på svangen med længden fra hæl til tå. Generelt set gælder at det største mål svarer til den skostørrelse, du bør vælge. Hvis længden på svangen og længden fra hæl til tå er den samme, vælges skostørrelsen ud fra disse mål. Hvis længden fra hæl til tå er større end længden på svangen, går man ud fra længden fra hæl til tå. Hvis længden på svangen er større end længden fra hæl til tå, går man ud fra længden på svangen.

For at kunne finde den rigtige skostørrelse er det vigtigt at begge målinger foretages, og at målene sammenlignes. Hvis forskellen mellem målene er meget stor, bør man overveje en anden løsning.


Breddemålet afgør, hvilken skovidde man bør vælge.

Mål bredden (Damer = gul, Herre = blå)

Flyt bredestøtten (B) frem til kanten af foden. Afslæs skobredden ud fra den konstaterede skostørrelse. Hvis skostørrelsen ligger imellem to skobredder, vælg da den største bredde til en kraftig fod og den mindste bredde til en spinkel fod.

Mål den anden fod

Vend måleenheden og mål den anden fod ved at følge vejledningen ovenfor. Det er vigtigt at begge fødder måles, og at tilpasningen foretages ud fra den største fod. Det er ikke usædvanligt, at fødderne har forskellig størrelse.



Se instruktionsvideoen på YouTube.
Søg på "Dr. Comfort Shoe Fitting Techniques"



RÅD OM SKOPLEJE

SKOPLEJE (LÆDER)


1. Rengør regelmæssigt dine sko.
2. Rengør altid skoene inden du påfører skocreme.
3. Brug rense- og skocreme der er beregnet til lædersko.
4. Påfør cremen med en ren og tør klud og masser cremen ind i læderet. Polér eller børst cremen ud for at få en ny finish. Ved behov kan du også bruge en farvet skocreme.

SKOPLEJE (NUBUCK)

1. Dette materiale kan rengøres med en lille ruskindsbørste for at fjerne snavset.
2. Der findes også spray til ruskind eller nubuck-materiale.
3. Brug ikke vand på nubuck-skoene.
Skocreme må ikke anvendes.

SKOPLEJE (LYCRA®)

1. Læg aldrig denne sko i vaskemaskinen.
2. Vi foreslår, at du behandler skoene, før du tager dem i brug.
3. Imprægner skoene før regelmæssig anvendelse.
4. Brug en fugtig stofklud til at tørre evt. snavs væk med.
5. Prøv baby wipes (fungerer godt, hvis skoene er imprægnerede.)



Du finder alle vores ortoser i vores store Bracing-katalog, der også indeholder gips- og post-operative sko. Kataloget kan downloades på www.djoglobal.dk



Fod + indersål + sko = den perfekte kombination

Polstret hælkan
Mindsker irritation

Polstret pløs
Mindsker friktionen og forbedrer pasformen

Ydre konstruktion af høj kvalitet
Formes efter foden og giver overlegen komfort



Holdbar, skridsikker ydersål
Forbedrer fodfæstet

Beskyttende tåsnude
Mindsker risikoen for skader

Fast hælkan forstærket med PP-plast
Forbedrer støtten



Forskellige bredder og ekstra dybde i tåsnude og forfod
Mindsker trykket på problemfødder

Åndbar foring med bløde sømme
Beskytter fødderne og holder dem svale og tørre

STØRRELSESFOMULAR TIL PRØVNING

(Gemmes sammen med patientoplysninger)

Patientens navn _____

Aktuel størrelse & bredde _____

Dato for måltagning _____



OBS! GEM DENNE FORMULAR

	Højre fod	Venstre fod	Kommentarer
1. Hæl til tå			
2. Hæl til MTP			
3. "Midpoint-målet" af 1 & 2			
4. Bredde			
5. Høj hulfod/Ortose*	Ja / Nej	Ja / Nej	
6. Ankelinstabilitet**	Ja / Nej	Ja / Nej	
7. Hammertå/Hallux Valgus***	Ja / Nej	Ja / Nej	

*Gælder Betty, Douglas, Maggy X eller William X. **Gælder Ranger, Vigor eller Boss. ***Gælder Annie, Brian eller Merry Jane Lycra

"Midpoint-målet" er størrelsen mellem "hæl til tå" og "hæl til MTP"-størrelsen.
Målet må ikke overstige "hæl til tå"-målet med mere end en hel størrelse.
Anvend "midpoint-målet", når du måler bredden.

VALG AF SKO

Navn	Farve	Størrelse	Bredde (ringe ind) N M W XW
------	-------	-----------	--------------------------------

Herresko - bredde

M = Medium

W = Wide

XW = Extra Wide

EXTRA WIDE ER TILGÆNGELIG I ALLE STØRRELSER

Damesko - bredde

N = Narrow (smal), kun tilgængelig i størrelse 8-11

M = Medium

W = Wide

XW = Extra Wide

EXTRA WIDE ER IKKE TILGÆNGELIG I DAMESTØRRELSE 12

6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 11½, 12, 13, 14, 15 4, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 12

Antal par, indlæg:

Dr Comfort distributør i Danmark:



www.kjaerulff-fodpleje.dk

